



Gebrauchsanleitung Lucas Champonnière

1. Einschieben des Handgriffs von unten nach oben in die Metallschiene des Gerätes.
2. Das Gerät mit **Eau Volvic** (kein anders Wasser verwenden!) auffüllen mittels **kleinem Trichter**. Dazu die schwarze Verschlusskappe (Sicherheitsventil) abschrauben und wieder verschliessen, wenn aufgefüllt. Keine Kraft anwenden beim Verschliessen. Gerät nie im heissen Zustand auffüllen.
3. Glaszylinder neben dem Handgriff zeigt Wasserstand; sollte **½ cm unter er oberen Begrenzung enden**.
4. Glasbehälter (mit längerem Schlauch) zum Auffüllen des Wassers; kann nachgefüllt werden, wenn Therapie länger dauern oder repetiert werden soll.
5. Glasbehälter (mit kürzerem Schlauch) leer lassen. Er dient zum Wiederauffangen des gebrauchten Wassers.
6. Einschalten des Gerätes am roten Schalter.
7. Nach ca. 3 Minuten beginnt das Zerstäuben des Wassers. Wenn ca. 50% des Wassers versprüht ist, mit der Hand prüfen, ob der **Wasserstrahl regelmässig** ist; erst dann das Gesicht vor den Strahl halten und gegebenenfalls Wasser nachfüllen.

Wichtige Hinweise:

- Nur **Eau Volvic** verwenden (erhältlich nur im Rio Getränkemarkt in Adliswil)
- Das Wasser im **Gerät ausleeren**, wenn das Gerät länger nicht gebraucht wird.
- Gerät vor dem Zurückbringen mit dem beigelegten Bürstchen **reinigen** mittels warmem Seifenwasser oder **mildem Entkalkungsmittel**.
- **Beschädigte Teile des Gerätes oder defekte Geräte müssen dem Patienten in Rechnung gestellt werden.**