



## Tricho-Scan Behandlung

### Was ist Tricho-Scan?

Eine Computer unterstützte Haar-Analyse zur Messung von Haarwachstum und Haarausfall.

<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Einfache und schnelle Bildaufnahme</li><li>➤ Exakte Verlaufskontrolle</li><li>➤ Schmerzloses Messverfahren</li><li>➤ Optimierte Therapiesteuerung</li></ul>	
---	--

### Wie funktioniert Tricho-Scan?

- Der Patient vereinbart eine Konsultation beim Arzt.
- 3 Tage vor dieser Konsultation sieht der Patient zudem die medizinische Praxisassistentin, um sich ein kleines Areal von 1cm Durchmesser mittels einer speziellen Schablone rasieren zu lassen.
- Die rasierte Kopfhaut wird, vor allem bei heller Haarfarbe, mit einer Farbe gekennzeichnet.
- 48 Std. später sieht der Patient den Arzt und dieser analysiert die rasierte Stelle mit einer speziellen computerunterstützten Methode.
- Mit dem Tricho-Scan Messverfahren wird entweder ein Trichogramm (Bestimmung der Haare innerhalb des Haarzyklus, siehe auch [www.infohair.ch](http://www.infohair.ch)) erstellt, oder es erfolgt eine sofortige Bestimmung der Haarfülle über eine Messung der Haarzahl, Haardichte, Vellushaare und Terminalhaare. Diese Messgrößen erlauben die Beurteilung der Ursache des Haarausfalls, die Verlaufskontrolle und den Therapieerfolg.

### Wie erfolgt die Analyse?

- Tricho-Scan bestimmt ähnliche Parameter wie ein klassisches Trichogramm.
- Sequentielle Aufnahmen - z.B. vor und nach einer Therapie - erlauben detaillierte Aussagen über den Therapieerfolg.
- Die erzeugten Bilder werden in die TrichoScan Software geladen. Eine erste Analyse erfolgt automatisch. Je nach Einstellung des Programms erhält man eine vollständige Ergebnisanzeige.